















GRAPHITTIEGEL UND GRAPHITTEILE

HRT-Nr.	Leco®-Nr.	Produktbeschreibung
510-005	760-414	Graphit-Tiegel für TN-14, TC-30, RO-16,  Ø 14,28 x 19,05 mm
510-010	760-034	Graphit-Tiegel für TC-30, TN-14  Ø 9,48 x 19,05 mm
510-015	775-431	Graphit-Tiegel (innen) für TC-136-436, RO-116-416, TN-114-414  Ø 12,7 x 16 mm
510-020	769-520	Graphit-Tiegel für RH-2, entgast  Ø 12,7 x 35,56 mm
510-025	782-720	Graphit-Tiegel für TC-436  Ø 12,7 x 24,5 mm
510-030	769-761	Graphit-Tiegel für RH-3, entgast  Ø 12,7 x 61 mm





GRAPHITTIEGEL UND GRAPHITTEILE

HRT-Nr.	Leco®-Nr.	Produktbeschreibung
510-035	776-247 / 775-053	Graphit-Tiegel für TC-136/436, RO-116/416, TN-114/414  Ø 12,7 x 24,3 mm
510-036	776-000	Kelchtiegel für Leybold/ Rosemount, TC-136/336, RO-116/316/336, TN-114/314/334  Ø 13 x 10 x 22,8 mm
510-037		Kelchtiegel für Leybold/ Rosemount, NO-2003, klein  Ø 13 x 10 x 18 mm
510-040	767-277	Graphit-Tiegel für TC-36, RO-17/18, TN-15, EF-10  Ø 14,28 x 17,27 mm
510-045	763-213	Graphit-Tiegel für RH-1 E Ø 14,28 x 31,8 mm
510-050	775-433	Graphit-Tiegel (außen) für TN-114/314/334/414 RO-116/316/336, RO-416, TC-136/336  Ø 15,8 x 24,3 mm
510-060		Graphit-Tiegel für STRÖHLEIN, JUWE , BRUKER Ø 13,8 x 15 mm  Ströhlein-Nr.: S 309 236 000



GRAPHITTIEGEL UND GRAPHITTEILE

HRT-Nr.	Leco®-Nr.	Produktbeschreibung
510-085	769-569	Graphit-Deckel für RH-2, entgast  Ø 12,7 x 8,13 mm
510-090	769-898	Graphit-Übergangsstück für RH-2 und RH-3
510-095	769-897	Graphitständer für RH-2 und RH-3
510-100		Grafitträger für STRÖHLEIN, JUWE, BRUKER  Ströhlein Nr. S 309 228 000, Ø16 x 14 mm
510-120		Graphit-Einsatz für HF-Umschmelzanlage LINN, konisch, für HRT Tiegel 520-017 40 mm h, oberer Ø 30 mm, unterer Ø 26 mm